


## ADVANCING POSTERIOR CERVICAL FUSION

**DTRAX® - Die minimalinvasive Alternative für Patienten mit zervikaler Nervenkanalverengung und Nervenwurzelkompression!**



### Innovativer Zugang, perkutan und schonend!

Der chirurgische Ansatz erfordert nur ein bis zwei kleine Einschnitte an der Halsbasis des Patienten. Der Druck auf die Nervenwurzeln wird zunächst durch Distraction der Facettengelenke reduziert. Anschließend werden Titan-Cages (DTRAX®) eingebracht, um die Gelenke zu stabilisieren (CE-zertifiziert und anwendbar im Bereich von C3-C7).

**RUFEN SIE UNS AN: 05971-98 56 63  
WIR BERATEN SIE GERNE!**



**FEH Medizintechnik**  
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE


#### Vertrieb Deutschland:

FEH Medizintechnik GmbH  
Am Stadtwalde 15, 48432 Rheine

Fax: +49 (0) 59 71 - 8 70 00

E-Mail: zentrale@feh-med.com

[WWW.FEH-MED.COM](http://WWW.FEH-MED.COM)



WEITERE INFO ZU DTRAX®

### Zahlreiche klinische Studien zur posterioren Stabilisierung und Fusion der HWS und über 15.000 Eingriffe belegen den Erfolg von DTRAX®

- ✓ niedrige Komplikationsrate und geringer Blutverlust
- ✓ sofortige und anhaltende Besserung der Symptome
- ✓ Mobilität und Funktionalität kehren schnell zurück
- ✓ kein Risiko von Dysphagie und Dyphonie wie bei anderen Verfahren an der Halswirbelsäule (ACDF)
- ✓ Bandscheiben und Knochenstruktur bleiben erhalten
- ✓ schnelle Erholung der Patienten nach der Operation
- ✓ kurze stationäre Verweildauer im Krankenhaus

Bitte senden Sie mir weitere Info zu DTRAX® per E-Mail

Ich wünsche einen Besuch vom Aussendienst

Name/Vorname

Firma/Krankenhaus Stempel

E-Mail