



FEH Medizintechnik

MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE

PRODUKTINFORMATION

BAMBOO MIS

EINWEGINSTRUMENTARIUM

SPONDYLODESE

Produktname: BAMBOO® MIS Einweginstrumentarium

Verwendbar mit: evospine MIS Schraube

Bereich: Thorako-Lumbale Wirbelsäule Th9 bis S1

OP-Technik: MIS perkutan | Wiltse mini open Technik

Features

- Ständige Verfügbarkeit und Sterilität / schnelle Reaktionszeit
- Vollständigkeit / hohe Schneidleistung und Unversehrtheit der Instrumente
- Prozessoptimierung und Zeitersparnis
- Personalentlastung
- Risikominimierung/ immer neu und sauber
- Komplexitätsreduktion/ Intuitive Handhabung
- Einfach



PRODUKTINFORMATION BAMBOO® MIS

BAMBOO® Set

SR-TB34-0100	Instrumenten Set, Bamboo, Disposable Spinal Fixation steril	1
	bestehend aus:	Anzahl
SR-TB34-0100-01	K-Draht	4
SR-TB34-0100-02	Dilator	1
SR-TB34-0100-03	Außenhülse	4
SR-TB34-0100-04	Schraubendreher	1
SR-TB34-0100-05	Ratschenhandgriff	1
SR-TB34-0100-06	Teststab 6.0x60mm	1
SR-TB34-0100-07	Stabhalter	1
SR-TB34-0100-08	Multifunktionshandgriff	1
SR-TB34-0100-09	Break-off Nut Halter	1
SR-TB34-0100-10	Innenhülse	2
SR-TB34-0100-11	Torx-Schraubendreher	1
SR-TB34-0100-12	Flankenentferner/Gegenhalter	1

BAMBOO® extra parts

SR-TB34-0100-02-01-S	Gewindebohrer -steril-	1
SR-TB34-0100-04-S	Bamboo Schraubendreher steril	1
SR-TB34-0100-05-S	Bamboo Ratschengriff steril	1
SR-TB34-0100-09-S	Bamboo Halter für selbstabbrechende Muttern steril	1
SR-TB34-0100-10-01-S	Bamboo Distraktor steril	1
SR-TB34-0100-11-S	Bamboo Mutterndreher mit Torxansatz steril	1

Break-off Nut

SR-B216-01095	Bamboo Muttern für Titan Stäbe, selbstabbrechend
---------------	--

Bei dem dunkelgrauen Material handelt es sich um einen Hochleistungskunststoff (Polyacrylamid) Ixef GS-1022. Das Material ist röntgendurchlässig und ermöglicht eine freie Sicht während der OP.

