

FEH Medizintechnik

MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE

PRODUKTINFORMATION POLYPHEM™




Produktname: polyphem™
Bereich: Thorako-Lumbale Wirbelsäule Th9 bis S1
OP-Technik: spondylodese offen | klassisch offen

Features/Design

1. Der Schraubenkopf kann vor dem Einbringen verstellt werden
 - monoaxial
 - polyaxial
2. Alle Schrauben besitzen eine einstufige (spondy) Verlängerung.
 - die Flanken sind abtrennbar
3. Zementierbar, polyaxial / monoaxial
4. In polyaxialer Stellung 360° drehbar um die eigene Achse
5. Schrauben: Ø 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 mm; Längen: 35 | 40 | 45 | 50 | 55 mm
Stäbe: Ø 6.0 x 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 400 mm

Zementierbar



360° Drehbar*

*In polyaxialer Stellung

PRODUKTINFORMATION POLYPHEM™

Schrauben mono- / polyaxial

Größe (mm)	Ø 5,5 mm	Ø 6,5 mm	Ø 7,5 mm	Ø 8,5 mm
35	-	SR-B21D-26535	SR-B21D-27535	SR-B21D-28535
40	SR-B21D-25540	SR-B21D-26540	SR-B21D-27540	SR-B21D-28540
45	SR-B21D-25545	SR-B21D-26545	SR-B21D-27545	SR-B21D-28545
50	SR-B21D-25550	SR-B21D-26550	SR-B21D-27550	SR-B21D-28550
55	SR-B21D-25555	SR-B21D-26555	SR-B21D-27555	SR-B21D-28555

Stäbe gerade Ø 6,0 mm

Ref.	Größe
SR-B211-21040	Ø 6,0 x 40 mm
SR-B211-21050	Ø 6,0 x 50 mm
SR-B211-21060	Ø 6,0 x 60 mm
SR-B211-21070	Ø 6,0 x 70 mm
SR-B211-21080	Ø 6,0 x 80 mm
SR-B211-21090	Ø 6,0 x 90 mm
SR-B211-21100	Ø 6,0 x 100 mm
SR-B211-21110	Ø 6,0 x 110 mm
SR-B211-21120	Ø 6,0 x 120 mm
SR-B211-21130	Ø 6,0 x 130 mm
SR-B211-21140	Ø 6,0 x 140 mm
SR-B211-21150	Ø 6,0 x 150 mm
SR-B211-21160	Ø 6,0 x 160 mm
SR-B211-21180	Ø 6,0 x 180 mm
SR-B211-21200	Ø 6,0 x 200 mm
SR-B211-21300	Ø 6,0 x 300 mm
SR-B211-21400	Ø 6,0 x 400 mm

Mutter

SR-B213-03095	Muttern für poly und mono Schrauben
---------------	-------------------------------------

Stabverbinder

Ref.	Größe
SR-B254-66060	für Stäbe mit Ø 6,0 zu 6,0 mm
SR-B254-66055	für Stäbe mit Ø 5,5 zu 6,0 mm

- Stabverbinder für Anschlussversorgungen oder besondere Fälle
- Verbindet parallel zwei Stäbe miteinander
- Erhältlich für Stäbe mit Ø 6,0 zu 6,0 mm und Ø 5,5 zu 6,0 mm
- gewohnte Verschlussmuttern
- gewohnter Gegenhalter (SR-TB31-0500)



Querverbinder Ø 6,0 mm

Ref.	Größe
SR-B217-24855	48-55 mm für Stäbe Ø 6,0 mm
SR-B217-25565	55-65 mm für Stäbe Ø 6,0 mm
SR-B217-26575	65-75 mm für Stäbe Ø 6,0 mm

- Passend zu den 6,0 mm polyphem Stäben in drei Längen verfügbar
- Kann mit dem Schraubendreher oder dem separaten Sechskantdreher (SR-TB28-0810) angezogen werden

