


SpineShape IV

Die dynamische Lösung
für den Rücken.

SpineShape IV Highlights:

- ✓ Dynamische LWS Stabilisierung mit 3 wählbaren Elastizitäten durch PCU Stäbe - je nach Krankheitsbild
- ✓ Einziges dynamisches System für sichere Versorgung von bis zu 4 Segmenten im Bereich L1 – S1
- ✓ Schraubenbrüche unter 3 Promille, keine Ausrisse, keine Materialermüdung

SpineShape System IV Besteht aus:
PCU (Polycarbonateurethan) Stäben
und **Titan-Pedikelschrauben**



SCAN FÜR MEHR INFO

Klinische Indikationen :

- ✓ Hypermobilität und Instabilität
- ✓ Dynamische Stenose
- ✓ Facettengelenksyndrom/Spondylarthrose
- ✓ Osteochondrose Modic I, II, III
- ✓ Hypermobile Diskopathie
- ✓ Anschlussdegeneration nach Fusion
- ✓ Spondylolisthese Grad I
- ✓ Kurzbogige Skoliose
- ✓ Bandscheibenprolaps

RUFEN SIE UNS AN: 05971-98 56 63
WIR BERATEN SIE GERNE!



FEH Medizintechnik
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE

Vertrieb Deutschland:

FEH Medizintechnik GmbH
Am Stadtwalde 15, 48432 Rheine

Fax: +49 (0) 59 71 - 8 70 00
E-Mail: zentrale@feh-med.com

WWW.FEH-MED.COM

Bitte senden Sie mir weitere
Unterlagen per E-Mail

Ich wünsche einen Besuch
vom Aussendienst

Name/Vorname

Firma/Krankenhaus Stempel

E-Mail